

Wenn es etwas zu entdecken gibt, dann sehen Sie es auch. Das neue HEINE DELTA 30 Dermatoskop.

Unser neues High End Dermatoskop würde nicht nur jeden Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern zeichnet sich auch durch die beste Bildgebung aus, die wir je entwickelt haben. Und das bei einem Sichtfeld von echten 30 Millimetern. Dazu kommt eine bisher ungesehene Farbtreue, natürlich

in LED^{HQ}. Und blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation. Vor allem aber liegt es durch das abgewinkelte Design gut in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Schauen Sie doch einmal durch – Sie werden viel entdecken.

Extrem scharfe
Abbildung
mit neuem
achromatischen
HEINE
Optiksystem

Größtes Sichtfeld
mit echten 30 mm
(Linse 32mm)

LED^{HQ}
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende
Farbtreue aufgrund
LED^{HQ}

Ergonomische
Handhabung
durch
abgewinkeltes
Produktdesign

Digitale Dokumentation
mit exklusiver HEINE
DERM App oder mit
dem HEINE Cube
System*



Tisch-Ladegerät
für DELTA 30

DELTA 30 mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-230.28.305

Tisch-Ladegerät für DELTA 30

X-002.99.212

∴ Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTA30

*Nicht in allen Ländern verfügbar

30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Mobilität und Qualität sind jetzt *one*. Das neue HEINE DELTA*one* Dermatoskop.

Außen klein, innen ganz groß – dieses mobile Wunderwerk erobert MedizinerInnen im Flug. Die extrem scharfe Abbildung gelingt mit dem neuen achromatischen HEINE Optiksistem. Dazu kommt eine überragende Farbtreue, die sich natürlich auf der Qualität unserer LED^{HQ} begründet. Die Untersuchung

besonders angenehm macht die Polarisation, die den Arzt blend- und reflexionsfrei arbeiten lässt. Diese 3 Merkmale – Schärfe, LED^{HQ} und reflexionsfreies Arbeiten – machen das DELTA*one* zu einem Arbeitsinstrument, das man gerne und überall in der Kitteltasche dabei hat.



Extrem scharfe
Abbildung
mit neuem
achromatischen
HEINE
Optiksystem

Passt in jede
Kitteltasche

Blend- und
reflexionsfreies
Arbeiten durch
Polarisation

LED^{HQ}

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende
Farbtreue aufgrund
LED^{HQ}

Digitale Dokumentation
mit exklusiver HEINE
DERM App oder mit
dem HEINE Cube
System*

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala,
USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala,
USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-211.28.305

∴ Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTAone

*Nicht in allen Ländern verfügbar