

STATLock® Dialyse & Dialyse II

Stabilisierungssysteme

Zur „naht-freien“ Stabilisierung von Kurzzeit-Dialysekathetern.

Entwickelt um:

- Den Komfort und die Sicherheit für den Patienten zu erhöhen, durch den Wegfall der Notwendigkeit den Katheter mittels einer Naht zu fixieren.
- Katheterbewegungen einzuschränken und die Komplikationen insgesamt zu reduzieren.
- Das Risiko einer Nadelstichverletzung für den Arzt zu vermeiden.¹
- Lösungen zu bieten, die den OSHA Empfehlungen für nahtfreie Fixierung folgen.¹
- Eine Vielzahl von Dialysekathetern aufzunehmen.

Ein evidenz-basiertes Stabilisierungssystem, das die 2006 INS Standards erfüllt.²

Halterung

- Halterung zum Öffnen mit integriertem Klebepunkt
- Enthält einen absorbierbaren Hydrocolloid-Streifen und ein hautfreundliches Klebesystem
- Passt für eine Vielzahl von Dialyse-Kathetern

Verankerungskissen

- Speziell angefertigtes Kissen (mit unterlegtem Hydrocolloid-Streifen) ermöglicht eine hautfreundliche Haftung.
- Ermöglicht Sicht auf die Kathetereintrittsstelle
- Einzigartiges alkohollösliches und damit hautschonendes Haftmittel
- Latexfreier Trikotstoff bietet zusätzliche Kathetersicherheit und Patientenkomfort.

**Bestellinformationen****StatLock® Dialyse Stabilisierungssysteme**

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
DI0120CE	System für Dialysekatheter mit schmetterlingsförmigem hydrokolloidem Verankerungskissen	25
VHD	System für die Hämodialyse	50
DI0121	System für Dialysekatheter mit fixierten Flügeln	25
DI0122	System für Dialysekatheter mit abnehmbaren Flügeln	25

StatLock® Dialyse II Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
VDS2	System für Dialysekatheter	25

Referenzen:

- ¹ OSHA Fact Sheet #7. Securing Medical Catheters. 2004
- ² INS Standards of Practice, Section 43B, 2006.

**C. R. Bard GmbH**

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • **KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555**

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.
Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO007BM-D (12/2013) DACH